



# Fabric Description



TYPE 5



TYPE 6



ISO 9001: 2015  
ISO 13485:2016  
OHSAS 18001: 2007  
ISO 37001:2016  
ISO 26000-2010-SA8000  
ISO 14001:2015

As a national key responsive supply entity, our company's Procurement of fabric and trims is in accordance with national standards.

The entire process and raw materials are up the highest standards.

The fabrics, seal tapes and zippers are in accordance with national standards. As a national key responsive supply entity we assists the government in developing various new protective suits.

The protective suit is made of PP spunbond non-woven fabric laminated with PE film. The raw material is high in strength, soft in touch, skin-friendly, comfortable to wear, and strong in antistatic performance.

It has good anti-infiltration performance, high filtering efficiency, surface moisture resistance, strength and air permeability, which allows it to effectively prevent dust and water.

RAW MATERIAL SPECIFICATIONS				
<b>Composition</b>		NW + FILM		
<b>Film</b>		Breathable		
<b>Color</b>		White		
TEST RESULTS				
SPECIFICATION	UNIT	VALUE	TOLERANCE	TEST METHOD
<b>Nonwoven Weight</b>	g/m <sup>2</sup>	20	± % 5	EDANA 40.3-90
<b>PE Film Weight</b>	g/m <sup>2</sup>	35		
<b>Hotmelt Weight</b>	g/m <sup>2</sup>	2		
<b>Total Weight</b>	g/m <sup>2</sup>	57		
<b>Tensile Strength MD</b> * at peak	N / 1 inch	40	± %20	EDANA 20.2.89
<b>Tensile Strength CD</b> * at peak	N / 1 inch	15	± %20	EDANA 20.2.89
<b>Elongation MD</b> * at peak	%	80	± %20	EDANA 20.2.89
<b>Elongation CD</b> * at peak	%	70	± %20	EDANA 20.2.89
<b>Water Vapour Transfer Rate(WVTR)</b>	38°C-90% RH 24 h (Macon)	2000	± %20	WSP 70.5
<b>Hydro Head</b>	mmSS	2400	± %10	DIN-EN 20811
<b>Lam.Peeling Strength</b> * Nonprinted area	N / 1 inch	1,3	± %20	
<b>Storage Condition</b> ; Keep in cool,dry place away from open flame and sunshine				
<b>Guaranteed storage time:</b> 1 year after manufacturing				

# DIRECTIONS FOR USE

Type 5/6 Classic Coverall



CM	S-M	L-XL	2XL-3XL
BEDEN ÖLÇÜLERİ BODY MEASUREMENTS MOSUROS DU CORPS KÖRPERMASSE LAS MEDIDAS DEL CUERPO MISURA DEL CORPO MEDIDAS DO CORPO LIJF AFMETINGEN TELESNE ROZMERY	 164-175 cm 84-100 cm	 175-188 cm 100-116 cm	 188-200 cm 116-132 cm

**GÜVENLİK TALİMATI**  
Bu cihazın kullanımı, her kullanımdan önce, yapıcı delikleri, kırıklıkları ve arızaları kontrol edin. Defekt ve kırık ise kullanılmamalıdır.

**DİKKAT!**  
Peygamber oynamak tehlikeli bir oyun olabilir. Ufak çocuklara uzak tutunuz.

TEK KULLANIMLIK

**SAFETY INSTRUCTION**  
All protective coveralls must be checked before use against defects and faults which may cause negativity such as tears, holes, rips, and cuts. If it is detected and pity, it should definitely not be worn.

**ATTENTION!**  
Playing with a dog is dangerous and can cause suffocation. Please keep away from children and infants.

IT IS DISPOSABLE

**INSTRUCTION DE SÉCURITÉ**  
Tous les vêtements de protection doivent être examinés avant l'utilisation contre les défauts et les imperfections pouvant causer des négativités telles que les déchirures, les trous, les déchirures et les coupures. Si elles sont détectées et pénitent, elles ne devraient certainement pas être portées.

**ATTENTION!**  
Jouer avec un chien est dangereux et peut provoquer une étouffement. Gardez-le éloigné des enfants et des nourrissons.

IL EST JETABLE

**SICHERUNGSANWEISUNG**  
Sicherheitskleidung vor dem Einsatz gegen Risse, Löcher, Risse und andere Fehler prüfen. Wenn diese gefunden werden, sollten sie nicht getragen werden.

**ACHTUNG!**  
Das spielen mit dem beutel ist gefährlich und kann zum erstickten führen. Bitte halten sie den beutel von kindern und kleinkindern fern.

ES IST EINWEGBAR

TYPE 5



TYPE 6



ISO 9001:2015  
ISO 13485:2016  
OHSAS 18001:2007  
ISO 37001:2016  
ISO 26000-2010-SA8000  
ISO 14001:2015

## TÜRKÇE

### KULLANIM TALİMATLARI

KEEP Tip 5/6 model koruyucu tulumlar, çalışan tehliki madde partiküllerinden (Tip 5) ve kimyasal sıvı sıçramalarına (Tip 6) karşı korur.

Kullanım Smarbandları

Kırık veya sıvı maruz kalınış tulum çatıtlıkların dikkat edilmeli, tehliki maddelerle temas engellenmelidir. Aşırı tehlike koşullar ve zehirli kimyasal maddelerin ıçın tasarılanmıştır. Tulum dikik yerden bulucu maddelerle karşı teşkil etmez ve koruyucu değildir. KEEP Tip 5/6 tulumun, herhangi bir uygunlu korusuculuğu için nihai karar ve sorumluluk kullanıcından kendisinde. Tulumun diğer kişisel koruyucular ile birlikte kullanım halinde, manşetlerin eldivenlere, bilekliklerin bantlarına, ve solunum cihazının bağlantıya bağlanması gerekmektedir. Kombinasyonun uygunluğu konusunda tek karar verecek kişi kullanıcısı. Tulumu gizlice kimseye tuttakta uygun olarak topraklanması gerekmektedir. Kişi ve yer arasındaki direnç 10  $\Omega$  omh' dan az olmalıdır. Uygun akabatlı kişilerle bu şartlar kolayca oluşturulabilir. Kimyasal koruyucu kiyafetlerinin giyilmesi, kiyafetlere özelliğen göz onunde bulunacaktır. Bu teknik takdirde, bu şartları karşılayan使用者ların tulumunu kullanma konferansına olan etkisi onceden planlanmalıdır. Uygun kiyafet alt onlere iş gerilimini azaltmak konusunda yardımcı olacaktır.

Nasıl Gırlır?

Tulum giyilirken bulunduğuuz alanın temiz olmasına dikkat ediniz. Ambalajın uygun bir şekilde urune zarar vermeden açınız. Tulumun fermuarını açarak ilk önce ayaklarınıza olmak üzere tulumu giyiniz. Bu işlem yapılan tulumu çok fazla a bürüşüp kırmızı Gövdənin tamamına gidiyiniz tulumun kapatiniz. Fermuar bolgesinde bulunan yapışkan bandın kağıdını çarıknızın ve katlanmasına ozen göstererek tulumu yapıştırınız. Bu şekilde fermuarın geçirgenliği onlemiş olacaktır.

Saklama/Son Kullanım

Karton veya muhavvâa kutu içerisinde, gemicilerin uzak 15 sona 3 yıldır içerisinde kullanılmıştır.

İmha/Geri Dönüşüm

Bulajma olmamış, üzerinde genel çop olarak işlem görebilir veya g en dönütürülebilir. Bulajma olmuş ürünler ise zararlı atıklar olarak işlem görmesi ve yaşamın belittiği kurallar uyarınca atılması gerekmektedir.

Keep Tip 5/6 Tulum'un Fiziksel Performansı Ve Dayanımı

2/6

EN 530 Asırma mukavemeti

6/6

EN ISO 7854 Esnek Çatlama

2/6

EN ISO 9073-4 Yırtılma mukavemeti

1/6

EN 863 Delinme mukavemeti

2/6

Yüzey direnci - İç ve dış

EN 1149-5:2008 Geçti

Malzemenin Sıvı Nefesine Karşı Direnci EN ISO 530: 2005

Geçmezlik İticilik

Sülfürk Aşırı

3/3

Sodyum hidroksit

3/3

Etki İstaretler

(1) Tıcar Marka (2) Tulum üreticisi (3) Model ve tanımı (4) CE işaretü: Tulum Ayrılma yaşı ve mevcutuna göre, kategori III kişisel koruyucu ekipman gerekliliğine uyumaktadır. (5) Uretim tarihi (6) Koruma standartları (7) Beden Ölçüsü (8) Gıysileri giyen kişiler kullanımına uyumludur. (9) Alev aşırı isıtından uzaktırılmış (10) Tekrar kullanılmayınız.

Keep Tip 5/6 Tulum Kullanım Dayanıklılığı

Tip 5: Partikül testi  
Tip 6: Düşük seviye sprey  
Radyoaktif partiküler  
Döküş mukavemeti  
Geçti  
Geçti  
EN 1073-2  
Sınıf 3

## ENGLISH

### DIRECTIONS FOR USE

#### Main Use Areas

5/6 model Protective coveralls of type KEEP protect workers against hazardous material particles (type 5) as well as against chemical liquid splashes (type 6).

#### Restrictions Of Use

Attention should be paid when removing the coveralls exposed to liquid or dry and the contact with hazardous materials should be avoided. It is not designed for extreme hazardous conditions and toxic chemical substances. The coverall's seams do not constitute a barrier against infectious substances and are not protective. The user is the sole responsible and shall take the final decision regarding the use ability for any application of the 5/6 model Protective coverall of type KEEP. In case that the coverall is used in combination with other personal protective products, it is necessary to tie the cuffs to the gloves, the wristbands to the boots and the respiratory device to the cap. The user is the sole decision maker regarding the conformity of the combination.

It is absolutely necessary for the person wearing the coverall to be properly grounded. The resistance between the person and the ground should be less than 10  $\Omega$  ohm. These conditions can easily be created by wearing the appropriate shoes. If the characteristics of the clothing are not considered, wearing the chemical protective clothing can create a heat stress. The product life cycle and the effect of the working environment on the usage comfort should be planned in advance. Appropriate underwear measures will help to reduce the heat stress.

#### How To Wear It?

How to wear the coverall, be sure that the current area is clean. Open properly the packaging without damaging the product. Open the zipper of the product and then, Pass firstly your feet through the coverall not crumple and break too much the coverall when doing this operation. all, pe our body 15 completely covered up by the coverall, close the zipper after wearing the coverall's cap one 2 mead. REMOVE the adhesive tape on the zipper side and paste it to the coverall by paying attention. Do not fold it. In this way the permeability of the zipper will be avoided.

#### Storage / Final Use

It is recommended to keep it in cardboard or cardboard box, away from sunlight, between 15 - 25 °. If stored on suitable conditions, it is recommended to use it within 3 years after the production date.

#### Destruction/ Recycling


The uncontaminated products can be treated as general waste or disposed of in accordance with the rules laid down by law.

Physical Performance and Resistance Of The 5/6 Model Protective Coverall of Type KEEP	Coverall of Type KEEP
EN ISO 530 Wear resistance	2/6
EN ISO 7854-4: Friction Cracking	6/6
EN ISO 9073-4: Tear strength	2/6
EN ISO 1394-1: Os EN 1149-5:2008	1/6
EN 863 Puncture strength	2/6
Surface resistance internal and external aoe	EN 1149-5:2008-Pass

Resistance Of The 5/6 Model Protected Coverall of Type KEEP	
Tip 5: Particle Test	Pass
Tip 6: Low level Spray Test	Pass
Radioactive particles	EN 1073-2 Class 1
Sewing Strength	Class 3

	Do Not Wash
	Do Not Dry
	Do Not Iron
	Do Not Bleach
	Do Not Use

# Certificates



MEDİKAL YÜZ MASKESİ VE CERRAHİ TULUM İMALATI, SATIŞI VE İHRACATI

PRODUCTION, SALES AND EXPORT OF MEDICAL FACE MASK AND COVERALL

kapsamında  
with a scope of

**ISO 13485:2016**

Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemine uygun bir sistem kurmuştur.  
has established that it is in compliance with the Medical Devices Quality Management System Standard.

Sertifika No : MDD1028  
Certificate No:  
İlk Yayın Tarihi : 26.03.2020  
Initial Date  
Sertifika Yayın Tarihi / Rev No : 26.03.2020/00  
Date of This Certificate / Rev No:  
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 25.03.2021  
Certificate Expiry Date  
Yeniden Belgelendirme Tarihi : 25.03.2023  
Date of Re-Certification



Zühtü Özdemir  
GENEL MÜDÜR  
General Manager



Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.  
Tunceli Mah. Gül Sok. No:1-3 Kat: 1 G-4 Japonya / İstanbul Tel: 0212 547 71 80  
e-mail:ybm.com.tr www.ybm.com.tr



HAZIR DİŞ GİYİM ÜRETİMİ, SATIŞI VE İHRACATI

MANUFACTURING, SALES AND EXPORT OF READY EXTERNAL WEAR

kapsamında  
with a scope of

**ISO 9001:2015**

Uluslararası Kalite Sistemi standartına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur.  
has established a quality management system that is in compliance with the International Quality Management System Standard.

Sertifika No : Y 1521  
Certificate No:

Sertifika Yayın Tarihi/Rev.No: 09.04.2019/03

EA Kodu : 04  
EA Code:

Sertifika Geçerlilik Tarihi: 24.04.2020  
Certificate Expiry Date:

İlk Yayın Tarihi: 25.04.2014  
Initial Date

Belgelendirme Periyodu: 25.04.2017-24.04.2020

Sertifika Doğrulama İpliği; mobil cihazlar aracılığı ile birer örnekteki kare kodu okutularak veya "TÜRKAK BDS No." de <https://tbs.turkak.org.tr> belge doğrulama sistemindeki bilgilere ulaşılabilir.

The Certificate Verification String can be checked by scanning the QR Code on the document or by entering the "TÜRKAK BDS No." and the <https://tbs.turkak.org.tr> document verification system.

Bu belge YBM'un belgelendirme kuruluşuna uygundur ve periyodik ara denetimlerin  
başarılı tamamlanmasının kaydıyla geçerlidir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki telefonumuzu arayınız.

Thia certificate is effective if it is compiled with the certification rules of YBM and  
periodic surveillance audits are completed successfully.

Please consult following numbers for detailed information.

YÖNETİM BELGELENDİRME MERKEZİ  
TEST VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Tünel Mah. Gül Sok. No:1-3 Kat: 1 D-4 Zeytinburnu / İstanbul  
Tel: 0212 547 31 00 - Fax: 0212 547 76 00 info@ybm.com.tr  
www.ybm.com.tr



Zühtü Özdemir  
GENEL MÜDÜR  
General Manager



## AT UYGUNLUK BEYANI / EC DECLARATION OF CONFORMITY



### AT UYGUNLUK BEYANI / EC DECLARATION OF CONFORMITY

#### Beyan Edeniz kim:

Applikâda tedarik ettiğimiz olan ürün ş.e.n. 93/42/AT Tüber  
Gıç Güvenliği Direktifi tescil gerekliklerine yerine  
getirileceğini ve sorumluluğunu almak şartıyla kabul etti.  
İşletme Adı: Appliance Teknolojileri İnc. Ltd. Şti.  
Üretim ve İhracat İmam: Hizmet Gıyim San. ve Tic.  
A.Ş. tarafından kontrol edilmesi beklenmektedir.

#### We herewith declare;

The undersigned Company declares under its sole  
responsibility that the item of product specified below  
satisfies the essential requirements of the Medical Device  
Safety Directive. The following products are applicable. The item  
of product identified below has been subject to internal  
manufacturing check assessment by Yekenevi Hizmet Gıyim  
San. ve Tic. A.Ş.

#### Ürün Adı:

Medical Face Mask

#### Tip-Model:

YFM-01

#### CE İşaretinin Vurulduğu Yıl Son İki Hanesı

20

#### Product Name

Medical Face Mask

#### Type-Models

YFM-01

#### Uygulanınan AB Yönetmelişleri

AB Tüber Cihaz Güvenliği Direktifi 93/42/AT

#### Uygulanınan Standartlar

TS EN ISO 14693: 2012 Tüber Cihazlar – Tüber Cihazlara  
Risks Yaratanının Uygulanması Genel Kurallar  
EN 14683:2019 Medikal Yar Maskesi Standardı  
EN 1041: 2009 Tüber Cihazları İtilâle İstisna Tətadlarından  
Səslənanı Biglər

#### Applicable EU Directives

MEDICAL DEVICE SAFETY DIRECTIVE 93/42/EC

#### Applicable Standards

TS EN ISO 14693: 2012 Medical Devices:  
Application of Risk Management to Medical  
Devices General Rules  
EN 14683: 2019 Medical Face Mask Standard  
EN 1041: 2009 Information Provided by the  
Manufacturer with Medical Devices



## AT UYGUNLUK BEYANI / EC DECLARATION OF CONFORMITY



### AT UYGUNLUK BEYANI / EC DECLARATION OF CONFORMITY

#### Beyan Edeniz kim:

Applikâda tedarik ettiğimiz olan ürün ş.e.n. 2016/425/AT  
Kıymetli Koruyucu Ekipmanları Yönetmelişti. İsmi  
getirileceğini ve sorumluluğunu almak şartıyla kabul etti.  
İşletme Adı: Yekenevi Hizmet Gıyim San. ve Tic.  
Üretim ve İhracat İmam: Hizmet Gıyim San. ve Tic. Inc.

#### We herewith declare;

The undersigned Company declares under its sole  
responsibility that the item of product specified below  
satisfies the essential requirements of the Personal  
Protective Equipment(PPE) Directive 2016/425/EC which  
are apply to it. The internal production of the product  
described below is Yekenevi Hizmet Gıyim San. ve Tic. Inc.  
controlled by.

#### Ürün Adı:

Laminiyasyon ve Laminasyonlu Tek Kullanan  
Kepçe/Tulum

#### Tip-Model:

YPP-01 YPP-02

#### CE İşaretinin Vurulduğu Yıl Son İki Hanesı

20

#### Product Name

Disposable Hooded Coverall with Lamination and without  
Lamination

#### Type-Models

YPP-01 YPP-02

#### Last Two Digit Year of CE marking affixing

20

#### Applicable EU Directives

2016/425 AB KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI  
YÖNETMELİSİ

#### Applicable Standards

EN 1149-1, EN 14126, EN 2072-3, EN 34605/6/7 (Top/El/EN  
14126, EN ISO 13986/EN 14126, EN 18014/AZ (Top/6)  
EN 1149-3, EN 14126, EN 1073-2, EN 14005/91 (Top),  
EN 14126, EN ISO 13986/EN 14126, EN 14034/AZ (Top/4)

# Certificates

